

# Urine Katheters Hond

Artikel		Naam	Maat	Materiaal	Aansluiting	Bijzonderheden
1225526		Katheter Rusch Pezzer Latex 10FR - 3,3 mm 5 stuks	3.3 mm	Latex wit	Trechtervormig	
1225527		Katheter Rusch Pezzer Latex 16FR - 5,3 mm 5 stuks	5.3 mm	Latex wit	Trechtervormig	
1225528		Katheter Rusch Pezzer Latex 30FR - 10 mm 5 stuks	10 mm	Latex wit	Trechtervormig	
1165886		Katheter Urine Hond Foley Rusch Gold Latex 12 FR - 3,0 mm x 40 cm Wit 1 stuk	3.0mm	Latex geel	Trechtervormig	
1160128		Katheter Urine Hond Foley Rusch Gold Latex 14 FR - 4,7 mm x 40 cm Groen 1 stuk	4.7mm	Latex geel	Trechtervormig	
1223844		Katheter Urine Hond Foley Rusch Gold Latex 16 FR - 5,3 mm x 40 cm Oranje 1 stuk	5.3mm	Latex geel	Trechtervormig	
1223845		Katheter Urine Hond Foley Rusch Gold Latex 18 FR - 6,0 mm x 40 cm Rood 1 stuk	6.0mm	Latex geel	Trechtervormig	
1223846		Katheter Urine Hond Foley Rusch Gold Latex 20 FR - 6,7 mm x 40 cm Geel 1 stuk	6.7mm	Latex geel	Trechtervormig	
1160268		Katheter Urine Hond Foley Rusch Gold Latex 24 FR - 8,0 mm x 40 cm Blauw 1 stuk	8.0mm	Latex geel	Trechtervormig	
1114571		Katheter Urine Hond Portex Nylon 6 FR - 2,0 mm x 50 cm Geel 1 stuk	2.0 mm	Nylon	Trechtervormig	
1114572		Katheter Urine Hond Portex Nylon 8 FR - 2,6 mm x 50 cm Oranje 1 stuk	2.6 mm	Nylon	Trechtervormig	
1114573		Katheter Urine Hond Portex Nylon 10 FR - 3,3 mm x 60 cm Transparant 1 stuk	3.3 mm	Nylon	Trechtervormig	
1211239		Katheter Urine Hond Foley Portex Siliconen 6 FR - 2,0 mm x 55 cm 1 stuk	2.0 mm	Siliconen	Trechtervormig	Te gebruiken met mandrin
1211240		Katheter Urine Hond Foley Portex Siliconen 8 FR - 2,6 mm x 55 cm 1 stuk	2.6 mm	Siliconen	Trechtervormig	Te gebruiken met mandrin
1211241		Katheter Urine Hond Foley Portex Siliconen 10 FR - 3,3 mm x 55 cm 1 stuk	3.3 mm	Siliconen	Trechtervormig	Te gebruiken met mandrin
1214516		Katheter Urine Hond Buster PP 4 FR - 1,3 mm x 50 cm 12 stuks	1.3 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	Rigide maar flexibel
1214517		Katheter Urine Hond Buster PP 5 FR - 1,6 mm x 50 cm 12 stuks	1.6 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	Rigide maar flexibel
1214518		Katheter Urine Hond Buster PP 6 FR - 2,0 mm x 50 cm 12 stuks	2.0 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	Rigide maar flexibel
1214520		Katheter Urine Hond Buster PP 7 FR - 2,3 mm x 50 cm 12 stuks	2.3 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	Rigide maar flexibel
1214521		Katheter Urine Hond Buster PP 8 FR - 2,6 mm x 50 cm 12 stuks	2.6 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	Rigide maar flexibel
1214522		Katheter Urine Hond Buster PP 9 FR - 3,0 mm x 50 cm 12 stuks	3.0 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	Rigide maar flexibel
1214523	Katheter Urine Hond Buster PP 10 FR - 3,3 mm x 50 cm 12 stuks	3.3 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	Rigide maar flexibel	
1224498		Katheter Urine Hond Buster PVC Hydr. Coating 5 FR 1,6 x 50 cm Grijs 12 stuks	1.6 mm	PVC + Hydrofiele coating	Luer-Lock	Eenvoudig atraumatisch in te brengen. Max 10 minuten laten zitten. Krijgt gladde coating na contact met water
1224499		Katheter Urine Hond Buster PVC Hydr. Coating 6 FR 2,0 x 50cm Groen 12 stuks	2.0 mm	PVC + Hydrofiele coating	Luer-Lock	
1224500		Katheter Urine Hond Buster PVC Hydr. Coating 8 FR 2,6 x 50 cm Blauw 12 stuks	2.6 mm	PVC + Hydrofiele coating	Luer-Lock	
1224501		Katheter Urine Hond Buster PVC Hydr. Coating 10 FR 3,3 x 50 cm Zwart 12 stuks	3.3 mm	PVC + Hydrofiele coating	Luer-Lock	

# Urine Katheters Hond

Artikel	Naam	Maat	Materiaal	Aansluiting	Bijzonderheden
1222382	Katheter Urine Hond Foley Siliconen KRUUSE 6 FR - 2,0 mm x 30 cm Groen 5 stuks	2.0 mm	Siliconen	Trechtervormig	Verblijfskatheter tot 7 dagen
1222383	Katheter Urine Hond Foley Siliconen KRUUSE 6 FR - 2,0 mm x 55 cm Groen 5 stuks	2.0 mm	Siliconen	Trechtervormig	Verblijfskatheter tot 7 dagen
1222384	Katheter Urine Hond Foley Siliconen KRUUSE 8 FR - 2,6 mm x 30 cm Blauw 5 stuks	2.6 mm	Siliconen	Trechtervormig	Verblijfskatheter tot 7 dagen
1222385	Katheter Urine Hond Foley Siliconen KRUUSE 8 FR - 2,6 mm x 55 cm Groen 5 stuks	2.6 mm	Siliconen	Trechtervormig	Verblijfskatheter tot 7 dagen
1222386	Katheter Urine Hond Foley Siliconen KRUUSE 10 FR - 3,3 mm x 30 cm Zwart 5 stuks	3.3 mm	Siliconen	Trechtervormig	Verblijfskatheter tot 7 dagen
1222387	Katheter Urine Hond Foley Siliconen KRUUSE 10 FR - 3,3 mm x 55 cm Zwart 5 stuks	3.3 mm	Siliconen	Trechtervormig	Verblijfskatheter tot 7 dagen
1224502	Katheter Urine Hond Buster PVC Non Coated 5 FR 1,6 mm x 50 cm Grijs 12 stuks	1.6 mm	PVC	Luer-Lock	Hoge biocompatibiliteit. Verblijfskatheter tot 3 dagen
1224503	Katheter Urine Hond Buster PVC Non Coated 6 FR 2,0 mm x 50 cm Groen 12 stuks	2.0 mm	PVC	Luer-Lock	Hoge biocompatibiliteit. Verblijfskatheter tot 3 dagen
1224505	Katheter Urine Hond Buster PVC Non Coated 10 FR 3,3 mm x 50 cm Zwart 12 stuks	3.3 mm	PVC	Luer-Lock	Hoge biocompatibiliteit. Verblijfskatheter tot 3 dagen
2800040	Katheter Urine Hond CXL PP 4 FR - 1,3 mm x 50 cm Wit 12 stuks	1.3 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	
2800041	Katheter Urine Hond CXL PP 6 FR - 2,0 mm x 50 cm Geel 12 stuks	2.0 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	
2800042	Katheter Urine Hond CXL PP 8 FR - 2,6 mm x 50 cm Oranje 12 stuks	2.6 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	
2800039	Katheter Urine Hond CXL PP 10 FR - 3,3 mm x 50 cm Rood 12 stuks	3.3 mm	Polypropyleen	Trechtervormig	
1225041	Katheter Urine Hond Nelaton PVC 8FR - 2,6 mm x 18 cm Blauw 50 stuks	2.6 mm	PVC	Trechtervormig	
1214530	Katheter Urine Hond Nelaton PVC 6 FR - 2,0 mm x 40 cm Groen 1 stuk	2.0 mm	PVC	Trechtervormig	
1114605	Katheter Urine Hond Nelaton PVC 8 FR - 2,6 mm x 40 cm Blauw 1 stuk	2.6 mm	PVC	Trechtervormig	
1114606	Katheter Urine Hond Nelaton PVC 10 FR - 3,3 mm x 40 cm Zwart 1 stuk	3.3 mm	PVC	Trechtervormig	
1114578	Katheter Urine Hond Nelaton PVC 12 FR - 4,0 mm x 18 cm Wit 1 stuk	4.0 mm	PVC	Trechtervormig	
1114607	Katheter Urine Hond Nelaton PVC 12 FR - 4,0 mm x 40 cm Wit 1 stuk	4.0 mm	PVC	Trechtervormig	
1214531	Katheter Urine Hond Nelaton PVC 14 FR - 4,6 mm x 40 cm Groen 1 stuk	4.6 mm	PVC	Trechtervormig	
1214533	Katheter Urine Hond Nelaton PVC 16 FR - 5,3 mm x 40 cm Oranje 1 stuk	5.3 mm	PVC	Trechtervormig	
1138112	Katheter Urine Hond Nelaton PVC 18 FR - 6,0 mm x 40 cm Rood 1 stuk	6.0 mm	PVC	Trechtervormig	
1216991	Katheter Urine Hond röntgencontrast + mandrin 5 FR - 1,6 mm x 70 cm 1 stuk	1.6 mm	PVC	Luer-Lock	Maatstrepen per cm. Inclusief mandrin.
1216217	Katheter Urine Hond Jimmy Riddle PP Millpledge 8FR - 2,6 mm x 50 cm Blauw 1 stuk	2.6 mm	Polypropyleen	Luer-Lock	Inclusief zakje 3gr steriel glijmiddel
1216218	Katheter Urine Hond Jimmy Riddle PP Millpledge 10FR - 3,3 mm x 50 cm Zwart 1 stuk	3.3 mm	Polypropyleen	Luer-Lock	Inclusief zakje 3gr steriel glijmiddel